

# GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN

## DÉTARTRANT WC



### AVANTAGES PRODUIT

- Nettoie et détartre.
- Élimine les traces de calcaire

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France

### HYGIÈNE GÉNÉRALE



### DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN est une combinaison acide d'un agent mouillant et d'un agent détartrant.



web

GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN coule lentement rendant ainsi son action plus efficace sur les parois.

GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN est un produit complet qui entretient et rend l'aspect du neuf aux cuvettes des toilettes.

Agréablement parfumé au pin, GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN possède un pouvoir désodorisant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide épais

Bleu vert

Parfum : Pin

Densité : 1,00 +/- 0,01

pH : <1

Stabilité en eaux dures TH 45° : excellente

Composition : contient de l'acide chlorhydrique et entre autres ingrédients : moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, parfums

## DOMAINES D'APPLICATION

GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN a été spécialement mis au point pour attaquer les couches de calcaire qui se déposent à l'usage dans le fond et sur les parois des cuvettes, ainsi que les traces ferrugineuses dues à l'écoulement ininterrompu de l'eau lorsque les chasses d'eau sont mal réglées.

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

Verser GEL WC DÉTARTRANT SURACTIF AU PIN sur les parois souillées ainsi que le fond de la cuvette.

Laisser agir le plus longtemps possible.

Tirer la chasse d'eau avant de réutiliser les WC.

Si la cuvette est très entartrée, répéter l'opération.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Ne pas employer avec de la Javel ou d'autres détergents. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin Formule déposée au Centre Antipoison de Marseille (Hôpital Salvator) tél : 04.91.75.25.25.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : UN 1789, classe 8, groupe II

Stockage et conservation : Stocker à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Flacon Bec Canard : 750ml



web